



1. Măsuri în caz de import de virus poliomielitice salbatice sau derivați ai virusurilor poliomielitice vaccinali confirmat în țările vecine limitrofe

	<p>In cazul importului confirmat de virus poliomielitice salbatice sau DVPV din în țara vecina limitrofă cu Republica Moldova, după consultarea cu BRE OMS, se va lua decizia privind oportunitatea efectuării unei runde suplimentare de imunizare în masă cu vaccin VPI.</p> <p>Informarea și comunicarea populației privind situația în țările vecine, recomandări privind comportamentul călătorilor în țările cu risc major la contactarea poliomielitei, necesitatea imunizării, etc.</p>	ANSP/CSP	La necesitate	ANSP, APL
	ANSP/CSP	In cazul de import și periodic conform situației epidemiologice		

Secretara Consiliului Raional



La evaluarea calitatii supravegherii PAF vor fi asigurati urmatorii indici standard de calitate a supravegherii epidemiologice

Criteriile de supraveghere epidemiologica a PAF	Indicii tinta de calitate
Depistarea, investigarea si clasificarea cazurilor de PAF de etiologie ne poliomielitica	<ul style="list-style-type: none"> • 1 si mai multe cazuri de PAF la 100.000 copii cu varsta pana la 15 ani anual se depisteaza de retea medicala; • 80% si mai multe cazuri de PAF se vor investiga clinic si epidemiologic in timp de 48 ore dupa declararea lor; • 80% si mai multe cazuri PAF se vor clasifica in timp de 90 zile de la debut.
Inregistrarea cazurilor PAF la nivel subnational	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cazuri de PAF la 100.000 copii cu varsta pana la 15 ani.
Recoltarea la timp a probelor de fecalii pentru investigarea de laborator	<ul style="list-style-type: none"> • La 80% si mai multe cazuri PAF va fi asigurata recoltarea a doua probe de fecalii, cu interval minim de o zi, in timp de 14 zile de la debutul paraliziei.
Transportarea la timp a probelor de fecalii pentru investigarea de laborator	<ul style="list-style-type: none"> • Probele adecvate de la 50% si mai multe cazuri PAF vor fi aduse in stare buna in laboratorul infectii virale acreditat de OMS in timp de maximum de 48 ore de la recoltare.
Calitatea activitatii de laborator	<ul style="list-style-type: none"> • In 60% si mai multe cazuri laboratorul va finaliza investigarea probelor de la cazurile PAF in 14 zile de la primire. • In 80% si mai multe cazuri virusurile poliomielitice, izolate de la bolnavi cu PAF, vor fi definitiv identificate si cazurile clasificate in timp de 60 zile de la debutul paraliziei.